



i Nano (0407003)



La I-Nano gracias a sus reducidas dimensiones es la scooter ideal para moverte en la ciudad.


COMPACTA

Tan solo 102cm de largo y 63.5cm de ancho con apoyabrazos.

FÁCIL DE TRANSPORTAR

Su diseño modular (desmontable en 4 piezas) permite transportarlo de una forma cómoda.





Mando ergonómico



Baterías extraíbles para facilitar su recarga



Desmontable en 4 piezas



Reposabrazos abatibles



Columna de conducción



Palanca de desembrague y ruedas antivuelco

ACCESORIOS



04060552: Funda de almacenaje



04060546: Portabastones

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones I-Nano (largo x ancho x alto):	1020 x 635 x 860 mm
Peso con baterías I-Nano:	42,5 kg
Unidades por caja exterior:	1
Dimensión de la caja exterior (largo x ancho x alto):	1070 x 550 x 590 mm
Peso total de la caja exterior:	51,3 kg



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso máximo soportado:	136 kg
Tipo motor:	200W 4650rpm
Ruedas:	
Delantera:	8". Macizas
Trasera:	8".
Baterías:	
Especificaciones:	12V de 18Ah x 2 unidades
Tipo de cargador:	2A externo
Peso sin baterías:	33kg
Peso de la pieza más pesada:	16 kg
Pendiente máxima:	<45 kg hasta 8° / 45-70 kg hasta 6° / 70-136 kg hasta 4°
Velocidad máxima:	8 km/h
Radio de giro:	1150 cm



Todas las medidas en milímetros

CERTIFICADOS



GARANTÍA

- Bastidor: 2 años*
- Baterías: 6 meses*

*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.