



# Silla Yeti

Sillas PCI Pediátricas



# Silla Yeti

## Sillas PCI Pediátricas

La Silla Yeti, es la de mayor tamaño de su gama. Ideal para usuarios de entre 130 - 175 cm de altura y un peso máximo de 75 kg. Robusta y ligera proporciona una gran comodidad y seguridad. Su gran nivel de ajustes le permiten satisfacer cualquier necesidad del niño.

- Permite la **configuración del asiento** por completo: Respaldo reclinable y ajustable en altura y posibilidad de elegir la firmeza del mismo.
- **Sistema Crece Contigo**, almohadillas ajustables que permiten adaptarse al crecimiento del niño modificando la profundidad del asiento y la altura del respaldo.
- **Sistema de basculación** del asiento junto con el respaldo que facilita una posición más segura y ergonómica durante la marcha.
- **Ruedas antipinchazos con amortiguación**, freno central y bloqueo direccional de ruedas garantizan un rendimiento perfecto.
- **Pedal de elevación** de la silla que facilita salvar obstáculos.
- Incorpora un **sistema de protección** con extensiones laterales que protege al niño.
- **Asiento desmontable y estructura plegable** que facilita su almacenamiento.
- **Kit de transporte** que permite llevar la silla con el niño en un vehículo adaptado.

## Elementos destacados:



Almohadillas protectoras del tronco, cabeza y pelvis



Visera con ventanilla



Cinturón de seguridad



Barrera de seguridad



Respaldo y asiento ajustables y reclinables



Kit de transporte



Reposapiés plegable y ajustable en altura



Estructura plegable



Ruedas traseras con amortiguación





Accesorios de serie:



Mesa



Capota



Barra de seguridad



Taco abductor



Reposacabezas



Almohadillas laterales



Cincha para los pies



Cinturón de 5 puntos



Guantes



Sombriilla



Saco de dormir



Bolsa bajo asiento



Bolsa para manillar



Protector para lluvia



Mosquitera



Descripción de producto	Referencia
Silla Yeti	0431004
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	66 x 50 x 114 cm
Peso total de la caja	30 kg
Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	120 x 66 x 134 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	111 x 66 x 43 cm
Peso	22 kg
Altura del niño	130 - 175 cm
Peso máximo soportado	75 kg
Anchura del asiento	31 - 43 cm
Profundidad del asiento	31 - 45 cm
Altura del respaldo	65 - 85 cm
Ajuste del reposapiés	29 - 44 cm
Asiento extraíble	No
Basculante	Sí
Sistema «Crece contigo»	Sí
Asiento marcha/contramarcha	No
Garantía	
Silla	2 años



**APEX MEDICAL, S.L.**  
 c/ Elcano, 9, 6ª planta  
 48008 Bilbao (Vizcaya)  
 Tel: 94.470.64.08  
 Fax: 94.470.64.09  
 info@apexmedical.es  
 www.apexmedicalcorp.com

**APEX**  
 Care for a Healthy Life